

LABORHITS



Ergonomiczna
zakrywka GL 45

Numer seryjny
na zakrywce

4 butle w każdym
opakowaniu

Kolorowe znaczniki

Ergonomiczny
kształt

Numer seryjny
na butli

Etykiety
na zakrywki

Skalowane

Etykiety
na butle

Sprawdzone
szkło DURAN®

Butle laboratoryjne DURAN® YOUTILITY

Butle DURAN® YOUTILITY GL 45 z zakrywkami, pierścieniami wylewowymi i etykietami na butle i zakrywki.

Pojemność ml	Śred. zewn. mm	Wysokość	Gwint GL	Szkło	Op.	Nr. Kat.
125	55	124	45	Jasne	4	9.071 679
250	66	158	45	Jasne	4	9.071 678
500	78	193	45	Jasne	4	9.071 677
1000	93	253	45	Jasne	4	9.071 676
125	55	124	45	Bursztynowe	4	9.071 672
250	66	158	45	Bursztynowe	4	9.071 673
500	78	193	45	Bursztynowe	4	9.071 674
1000	93	253	45	Bursztynowe	4	9.071 675
200 kompletów białych, samoprzylepnych etykiet PES na butle i zakrywki w dozowniku					1	9.209 140