



Oferta Specjalna
Nr 11/2018
 ważna do 30.05.2018



Hei-TORQUE Silver i Gold Package

Mieszadło Hei-TORQUE Value 100 – do standardowych aplikacji

Doskonałe rozwiązanie do mieszania roztworów o umiarkowanej lepkości nie przekraczającej 100000 mPas.

- Intuicyjny panel dotykowy pokryty szkłem wskazujący aktualną prędkość
- Aktywowany przeciągnięciem Start/Stop zapobiega przypadkowemu włączeniu
- Szczelna obudowa spełnia wymagania klasy bezpieczeństwa IP 54 gwarantując długą, bezobsługową pracę 24/7 w agresywnym środowisku
- Silnik najnowszej generacji zapewnia maksimum mocy i minimalny poziom hałasu poniżej 50 dB
- Unikalny uchwyt Quick-Chuck zapewnia natychmiastową i wygodną wymianę końcówki bez użycia narzędzi

Mieszadła Hei-Torque Precision 100 – z niskim momentem obrotowym do mediów o małej lepkości

Mieszadła Hei-Torque Precision 200 – ze średnim momentem obrotowym do mediów o średniej lepkości

- Modele Hei-Torque Precision 100/200 to mieszadła o napędzie 1-biegowym, utrzymujące prędkość niezależnie od zmieniającego się obciążenia
- Praca z cieczami o lepkości do 100 000 mPas

Mieszadła Hei-Torque Precision 400 – z wysokim momentem obrotowym do mediów o wysokiej lepkości

- Modele Hei-Torque Precision 400 to mieszadła o napędzie 2-biegowym, utrzymujące prędkość niezależnie od znacznie zmieniającego się obciążenia, np. w przypadku polimerów
- 2 biegi gwarantują zachowanie wysokiego momentu obrotowego w całym zakresie prędkości od 10 do 2000 obr./min
- Całkowicie bezobsługowy napęd o mocy wyjściowej 90 W zapewnia maks. moment obrotowy na poziomie 400 Ncm
- Praca z cieczami o lepkości do 250 000 mPas



Hei-TORQUE Value 100

Hei-TORQUE Precision

VISCO JET®

Nr kat.	Nazwa	Maks. objętość cieczy	Maks. lepkość cieczy	Zakres prędkości	Maks. moment obr.	Cena netto katalogowa PLN	Cena netto promocyjna* PLN
7983102	Hei-TORQUE Silver Package: Hei-Torque Value 100 + złączka + statyw teleskopowy	50 L	60 000 mPas	10 - 2 000 rpm	100 Ncm	7 934,39	5 951,00
7983103	Hei-TORQUE Gold 1 Package: Hei-Torque Precision 100 + złączka + statyw teleskopowy	50 L	60 000 mPas	10 - 2 000 rpm	100 Ncm	8 844,74	6 633,00
7983074	Hei-TORQUE Gold 2 Package: Hei-Torque Precision 200 + złączka + statyw teleskopowy	50 L	100 000 mPas	10 - 2 000 rpm	200 Ncm	10 665,43	7 999,00
7983091	Hei-TORQUE Platinum Package: Hei-Torque Precision 400 + złączka + statyw teleskopowy	100 L	250 000 mPas	10 - 2 000 rpm	400 Ncm	13 056,29	9 792,00
9816596	Końcówka mieszająca, VISCO JET® , V4A, Śred. 80 mm, Do naczyń o śred. szyjki 115 do 200 mm, Dł. 500 mm	-	-	-	-	-	2 006,00



WITKO Sp. z o.o.

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
 tel: 42 676 34 35 / fax: 42 676 34 43
 info@witko.com.pl / www.witko.com.pl

*Ceny netto po rabacie. Promocja do dnia 30.05.2018. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych, ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez WITKO. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy kursie średnim NBP 4,2024 zł/EUR. W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% zastrzegamy sobie możliwość proporcjonalnej zmiany cen. Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty dostawy do klienta są wliczone w cenę dostarczanego towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty.