



**Oferta Specjalna**  
**WT 15/2018**  
ważna do 30.04.2018



# System BAKER spe do przygotowania próbek

12-stanowiskowy zestaw do pracy z 12 kolumnkami

## System zawiera:

- Komorę próżniową ze szkła borokrzemianowego
- Pokrywę z poliamidu z 12 króćcami typu Luer z PTFE
- Dwie uszczelki ze spienionego PE
- Zawór regulujący podciśnienie z PTFE
- Statyw z półkami na odbieralniki eluatu z PTFE
- 12 korków Luera

**Rabat**  
**do 30%**



## Dodatkowo do każdego zestawu bezpłatnie dołączamy:

- 1 zbiór aplikacji J.T.Baker® BAKERBOND™ spe - Application Notes
- 1 podręcznik spe „Solid Phase Extraction for Sample Preparation”
- 12 zaworów z PP

Nr kat.	Nazwa	Il. szt. w op.	Cena* za op. PLN
7520-94	System BAKER spe 12G	1	3 072,85
7514-00	Zawory typu Luer; z PTFE: do systemu BAKER spe 12G i 24 G, 12 sztuk w opakowaniu	12	1 430,00
4505	Zawory metalowe; platerowane niklem i chromem; do systemu BAKER spe 12G i 24 G.	12	1 926,00
9880530	Pompa membranowa, poj. 15 L/min, N022AN.18	1	2 120,00
9880612	Pompa próżniowa, membranowa N810.3.FT.18, 10 L/min, 8 mbar abs., głowice teflonowe	1	4 570,00
09001-F01	Butla szklana 5 L, korek z gumy szarej, rurka szklana, dwa węże po 2 mb każdy	zest.	590,00

# Kolumnki ekstrakcyjne BAKERBOND spe™

Nr kat.	Nazwa	Il. szt. w op.	Cena* za op. PLN
7307-03	Amino; 3 ml, 500 mg	50	746,10
7020-01	Oktadecyl (C18); 1 ml, 100 mg	100	659,30
7020-02	Oktadecyl (C18); 3 ml, 200 mg	50	467,10
7020-03	Oktadecyl (C18); 3 ml, 500 mg	50	519,90
7020-06	Oktadecyl (C18); 6 ml, 500 mg	30	401,00
7020-07	Oktadecyl (C18); 6 ml, 1000 mg	30	509,00
7086-06	Żel krzemionkowy; 6 ml, 500mg	30	455,00
7086-07	Żel krzemionkowy; 6 ml, 1000 mg	30	627,00
7490-08	PAH Aqua; 6ml, 1500mg; do ekstrakcji WWA z wody	30	922,00

**Rabat**  
**do 37%**

# Dyski BAKERBOND Speedisk®

Nr kat.	Nazwa	Il. szt. w op.	Cena* za op. PLN
8055-06	BAKERBOND Speedisk Oktadecyl (C18); Dyski ekstrakcyjne.	20	1 220,00
8056-06	BAKERBOND Speedisk Oktadecyl (C18) XF; Dyski ekstrakcyjne; do silnie zanieczyszczonych cieczy.	20	1 270,00

**Rabat**  
**do 37%**



## S.WITKO

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143  
tel: 42 676 34 35 / fax: 42 676 34 43  
odczynniki@witko.com.pl / www.witko.com.pl

\*Promocja do dnia 30.04.2018. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych, ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez S.WITKO. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy kursie średnim NBP 4,2024 zł/EUR. W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% zastrzegamy sobie możliwość proporcjonalnej zmiany cen. Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty dostawy do klienta są w kalkulowane w cenę dostarczanego towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty.