



# Oferta Specjalna

## Nr 18/2018

ważna do 30.04.2018



# Odczynniki do LC-MS

Spełniają jednocześnie wysokie wymagania analizy HPLC oraz specyficzne wymogi spektrometrii mas. Charakteryzują się niską wartością pozostałości po odparowaniu oraz niskim poziomem zanieczyszczeń organicznych oraz jonów. Zanieczyszczenia śladowe metali to maks. po 50 ppb każdego z pierwiastków: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na (z wyjątkiem wody nr kat. 1205). Największa wartość pików mas w przeliczeniu na rezerpinę dla tej grupy odczynników wynosi 100 ppb (z wyjątkiem octanu etylu nr kat. 1202). Etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim.

## Rabat do 60%

Nr kat.	Nazwa	Op.	Cena* za 1 butelkę w kartonie PLN	Min. il. w zam.
1201.2500	ACETONITRYL	2,5L	<b>280,90</b>	4
1203.2500	METANOL	2,5L	<b>104,70</b>	4
1205.2500	WODA	2,5L	<b>72,60</b>	4
1204.2500	2-PROPANOL	2,5L	<b>150,00</b>	4
1206.2500	KWAS MRÓWKOWY 0,1 % W WODZIE	2,5L	<b>160,70</b>	4
1207.2500	KWAS MRÓWKOWY 0,1 % W ACETONITRYLU	2,5L	<b>513,00</b>	4



# Odczynniki do UHPLC-MS

Rozpuszczalniki do analiz metodą ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) ze spektrometrią mas. Charakteryzują się wysoką czystością chemiczną, niską absorbancją UV, niskim poziomem zanieczyszczeń fluorescencyjnych, niską zawartością metali alkalicznych (<100 ppb) oraz niską wartością pozostałości po odparowaniu. Największa wartość pików mas w przeliczeniu na rezerpinę dla tej grupy odczynników wynosi 30 do 50 ppb. Wszystkie produkty są napełnione w atmosferze gazu obojętnego. Filtrowane przez filtr 0,1 µm. Etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim.

Nr kat.	Nazwa	Op.	Cena* za 1 butelkę PLN	Min. il. w zam.
1401.2500	ACETONITRYL	2,5L	<b>1 060,00</b>	1
1402.2500	ETYLU OCTAN	2,5L	<b>670,00</b>	1
1403.2500	METANOL	2,5L	<b>299,90</b>	1
1404.2500	2-PROPANOL	2,5L	<b>560,00</b>	1
1405.2500	TETRAHYDROFURAN	2,5L	<b>935,00</b>	1
1406.2500	WODA	2,5L	<b>330,00</b>	1



**S.WITKO**

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143  
tel: 42 676 34 35 / fax: 42 676 34 43  
odczynniki@witko.com.pl / www.witko.com.pl

\*Promocja do dnia 30.04.2018. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych, ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez S.WITKO. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy kursie średnim NBP 4,2024 zł/EUR. W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% zastrzegamy sobie możliwość proporcjonalnej zmiany cen. Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty dostawy do klienta są wliczone w cenę dostarczanego towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty.