



Oferta Specjalna

Nr 6/2018

ważna do 30.04.2018

Rabat
15%

Koncentrator blokowy EVA-EC1-S do odparowywania próbek

Do odparowywania próbek w atmosferze azotu. Koncentratory firmy VLM są alternatywą do wyparek rotacyjnych i innych koncentratorów w przypadku, gdy konieczne jest przygotowanie dużej liczby próbek. Odparowywanie rozpuszczalników poprzez nawiewanie azotu, przy jednoczesnym ogrzewaniu, jest szybką i efektywną metodą, szczególnie dobrą do próbek wrażliwych. Azot doprowadzany jest do każdej z probówek za pomocą igły ze stali nierdzewnej, dzięki czemu proces odparowania zostaje znacznie skrócony. Dopływ azotu może być indywidualnie regulowany dla każdego wylotu.



| Nr kat. | Nazwa | Ilość | Cena katalogowa netto | Cena netto po rabacie PLN |
|---------|---|-------|-----------------------|---------------------------|
| 1200519 | Koncentrator blokowy EVA-EC1-S, 24-miejscowy, z blokiem z otworami o średnicy 16,2mm, p. ręczny | 1 | 11 212,00 | 9 530,00 |
| 1209641 | Reduktor gazowy z manometrem do EVA-EC1/EVA-EC2 | 1 | 316,00 | 269,00 |



WITKO Sp. z o.o.

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
tel: 42 676 34 35 / fax: 42 676 34 43
info@witko.com.pl / www.witko.com.pl

*Ceny netto po rabacie. Promocja do dnia 30.04.2018. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych, ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez WITKO Sp. z o.o.. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy kursie średnim NBP 4,2024 zł/EUR. W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% zastrzegamy sobie możliwość proporcjonalnej zmiany cen. Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty dostawy do klienta są w kalkulowane w cenę dostarczanego towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty.