



Oferta Specjalna

WT 18/2017

ważna do 31.12.2017

Zestaw do syntezy równoległej StarFish 5x250ml

System StarFish™, zestaw promocyjny:

- 1 x Płyta główna o średnicy 145 mm
- 1 x Monoblok na kolby okrągłodenne 5 x 250 mL
- 1 x Uchwyty do płyty głównej
- 1 x 5-drożna łąpa teleskopowa - paski na rzep
- 1 x 5-drożna łąpa teleskopowa - paski silikonowe + uchwyt długi
- 2 x Przyłącze wody
- 1 x Pręt 650 mm, dzielony
- 1 x Mieszadło magnetyczne Heidolph MR Hei-Tec z czujnikiem temperatury:

Zalety systemu:

- Oszczędność miejsca
- Zwiększenie wydajności pracy oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji – mieszanie i grzanie do 260°C o dużej mocy jednocześnie wszystkich stanowisk
- Uniwersalne 5-palcaste uchwyty do utrzymywania różnego rodzaju szkła laboratoryjnego
- System dystrybucji wody – rozprowadza wodę chłodzącą do maks. 5 chłodnic jednocześnie
- System dystrybucji gazu/próżni – rozprowadza gaz/próżnię z jednego źródła do maks. 5 stanowisk lub naczyń jednocześnie*
- Łatwe w użyciu – nie wymagają dodatkowych narzędzi
- Możliwość kontroli oraz zapisu procesu za pomocą oprogramowania AVA*
- Elastyczność – możliwość tworzenia dowolnej kombinacji kolb okrągłodennych od 5 – 250ml oraz innych naczyń i probówek.*

Aplikacje:

- Grzanie i mieszanie
- Synteza równoległa
- Destylacja
- Ekstrakcja
- Roztwarzanie
- Zatężanie

(*) – wyposażenie opcjonalne nie ujęte w zestawie



Cena specjalna!

Nr kat.	Nazwa	Ilość	Cena netto
1215727	Zestaw do syntezy równoległej StarFish 5x250	1	16 900,00



WITKO Sp. z o.o.

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
tel: 42 676 34 35 / fax: 42 676 34 43
info@witko.com.pl /
www.witko.com.pl

*Ceny netto po rabacie. Promocja do dnia 31.12.2017. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych, ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez WITKO Sp. z o.o.. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy kursie średnim NBP 4,2772 zł/EUR. W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% zastrzegamy sobie możliwość proporcjonalnej zmiany cen. Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty dostawy do klienta są wliczone w cenę dostarczanego towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty. W przypadku dużego zainteresowania mogą wystąpić chwilowe opóźnienia w dostawie towaru.