



Oferta Specjalna

WT 20/2017

ważna do 31.12.2017

Koncentrator blokowy EVA-EC1-S do odparowywania próbek

Do odparowywania próbek w atmosferze azotu. Koncentratory firmy VLM są alternatywą do wyparek rotacyjnych i innych koncentratorów w przypadku, gdy konieczne jest przygotowanie dużej liczby próbek. Odparowywanie rozpuszczalników poprzez nawiewanie azotu, przy jednoczesnym ogrzewaniu, jest szybką i efektywną metodą, szczególnie dobrą do próbek wrażliwych. Azot doprowadzany jest do każdej z probówek za pomocą igły ze stali nierdzewnej, dzięki czemu proces odparowania zostaje znacznie skrócony. Dopyływ azotu może być indywidualnie regulowany dla każdego wylotu.



Rabat 17%!

Nr kat.	Nazwa	Ilość	Cena netto po rabacie
1200519	Koncentrator blokowy EVA-EC1-S, 24-miejscowy, z blokiem z otworami o średnicy 16,2mm, p. ręczny	1	8898,77
1200512	Adapterplate do EVA-EC1/LS1	1	1140,87
1209641	Reduktor gazowy z manometrem do EVA-EC1/EVA-EC2	1	250,99



WITKO Sp. z o.o.

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
tel: 42 676 34 35 / fax: 42 676 34 43
info@witko.com.pl /
www.witko.com.pl

*Ceny netto po rabacie. Promocja do dnia 31.12.2017. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych, ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez WITKO Sp. z o.o.. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy kursie średnim NBP 4,2772 zł/EUR. W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% zastrzegamy sobie możliwość proporcjonalnej zmiany cen. Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty dostawy do klienta są wliczone w cenę dostarczanego towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty. W przypadku dużego zainteresowania mogą wystąpić chwilowe opóźnienia w dostawie towaru.