



Oferta Specjalna

WT 31/2017

ważna do 30.11.2017

Konduktometr SevenCompact™ S230

Mierzy nie tylko przewodność, ale także inne parametry, jak zasolenie, opór właściwy, ilość rozpuszczonych substancji stałych oraz zawartość popiołu (wyznaczaną na podstawie przewodności).



Doskonały kolorowy wyświetlacz

Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 4.3 cala z dużymi cyframi i optymalnie rozmieszczonymi ikonami pozwala bardzo szybko odczytywać potrzebne informacje.

Dwa tryby wyświetlacza

Przełączanie jednym naciśnięciem przycisku pomiędzy ekranem zawierającym wszystkie informacje i widokiem uFocus™, który zawiera tylko niezbędne informacje. Informacje o mniejszym znaczeniu nie odciągają niepotrzebnie twojej uwagi.

Inteligentne zarządzanie czujnikiem (ISM®)

Technologia ISM® pozwala eliminować błędy dzięki automatycznej identyfikacji czujnika podczas jego podłączania do miernika oraz daje pewność, że podczas wykonywania pomiarów wykorzystane zostaną dane z ostatniego wzorcowania.

Wszechstronna kalibracja

Podczas kalibracji można wybrać wzorce z listy 13 wstępnie zdefiniowanych wzorców, zdefiniować własny wzorec lub ręcznie wprowadzić stałą celki, jeśli znana jest jej dokładna wartość.

Podłączanie i urządzenia peryferyjne

Interfejsy USB i RS232 pozwalają Ci podłączać różne urządzenia peryferyjne METTLER TOLEDO jednocześnie. Zwiększasz w ten sposób możliwości swojego miernika.

Rabat 17%!

Nr kat.	Nazwa	Czujnik/ zakres pomiaru	Zastosowanie	Ilość	Cena netto po rabacie
9704165	Konduktometr SevenCompact™ S230 (zestaw)	InLab® 731-ISM/ 0,01...1000 mS/cm	Pomiar cieczy o średniej i wysokiej przewodności	1	5186,67
9704166	Konduktometr SevenCompact™ S230-USP/EP (zestaw)	InLab® 741-ISM/ 0,001...500 µS/cm	Pomiar cieczy o niskiej przewodności	1	5694,63



WITKO Sp. z o.o.

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
tel: 42 676 34 35 / fax: 42 676 34 43
info@witko.com.pl /
www.witko.com.pl

*Ceny netto po rabacie. Promocja do dnia 30.11.2017. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych, ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez WITKO Sp. z o.o.. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy kursie średnim NBP 4,2772 zł/EUR. W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% zastrzegamy sobie możliwość proporcjonalnej zmiany cen. Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty dostawy do klienta są w kalkulowane w cenę dostarczanego towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty. W przypadku dużego zainteresowania mogą wystąpić chwilowe opóźnienia w dostawie towaru.