



# Oferta Specjalna

## WT 32/2017

ważna do 30.11.2017

## SevenCompact™ pH meter S210 dla przemysłu kosmetycznego

**Bardziej wydajna codzienna praca**

**Wszechstronność i uniwersalność**



**Doskonały kolorowy wyświetlacz**

Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 4.3 cala z dużymi cyframi i optymalnie rozmieszczonymi ikonami pozwala bardzo szybko odczytywać potrzebne informacje.

**Dwa tryby wyświetlacza**

Przełączanie jednym naciśnięciem przycisku pomiędzy ekranem zawierającym wszystkie informacje i widokiem uFocus™, który zawiera tylko niezbędne informacje. Informacje o mniejszym znaczeniu nie odciągają niepotrzebnie twojej uwagi.

**Inteligentne zarządzanie czujnikiem (ISM®)**

Technologia ISM® pozwala eliminować błędy dzięki automatycznej identyfikacji czujnika podczas jego podłączania do miernika oraz daje pewność, że podczas wykonywania pomiarów wykorzystane zostaną dane z ostatniego wzorcowania.

**Automatyczne rozpoznawanie buforu**

System automatycznego rozpoznawania buforu daje Ci możliwość wybrania kolejności, w jakiej będą używane bufony podczas wzorcowania. Możesz w ten sposób bardzo szybko wykonywać rutynowe wzorcowania bez niepotrzebnych komunikatów o błędach.

**Podłączanie i urządzenia peryferyjne**

Interfejsy USB i RS232 pozwalają Ci podłączać różne urządzenia peryferyjne METTLER TOLEDO jednocześnie. Zwiększasz w ten sposób możliwości swojego miernika.



## Rabat 17%!

Nr kat.	Nazwa	Ilość	Cena netto po rabacie
9704156	SevenCompact™ pH meter S210 basic	1	2813,17
9041551	Elektroda pH InLab® Viscous Pro	1	1562,06
9041611	Kabel do elektrody Multi Pin-BNC/RCA, 1,2 m	1	284,69



**WITKO Sp. z o.o.**

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143  
tel: 42 676 34 35 / fax: 42 676 34 43  
info@witko.com.pl /  
www.witko.com.pl

\*Ceny netto po rabacie. Promocja do dnia 30.11.2017. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych, ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez WITKO Sp. z o.o.. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy kursie średnim NBP 4,2772 zł/EUR. W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% zastrzegamy sobie możliwość proporcjonalnej zmiany cen. Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty dostawy do klienta są wliczone w cenę dostarczanego towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty. W przypadku dużego zainteresowania mogą wystąpić chwilowe opóźnienia w dostawie towaru.