



**Oferta Specjalna**  
**Nr 10/2017**  
 ważna do 30.06.2017



## Zestaw filtracyjny

Nr kat.	Nazwa	Ilość	Cena netto po rabacie
9880510	Pompa membranowa N86KN.18, przepływ 6 litrów/min, próżnia 100 mbar, IP 20	1	1161,00
6227381	Zestaw do filtracji MF75 z membraną Supor machV PES; poj. 500 mL, śred. porów 0,20 µm, 75 mm	1	49,00
			1210,00

## Pompy SIMDOS®

**Rabaty do 20%**

### Zalety SIMDOS 02 i SIMDOS 10:

- Intuicyjna obsługa
- Łatwa kalibracja
- Mogą rozpoczynać pracę na sucho, napełniają się
- Kontrola analogowa lub zdalna impulsowa
- Klasa bezpieczeństwa IP65
- Mały rozmiar

### Aplikacje:

- Chemia
- Syntetyczna chemia organiczna
- Farmacja
- Materiały o wysokiej lepkości, kleje
- Polimery
- Przemysł spożywczy
- Detergenty

### Wersja RC

- Złącze analogowe 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, od 0 do 100%
- Start/Stop kontroler TTL
- Reset/Prime kontroler TTL
- Sygnał wyjściowy alarmu
- Przewód umożliwiający kontrolę zdalną



**DLA PIERWSZYCH  
 10 ZAMÓWIEŃ SCYZORYK  
 W PREZENCIE**

Nr kat.	Nazwa	Ilość	Cena netto po rabacie
6268390	SIMDOS®10 membrane dosing pump FEM 1.10 FT.18RC2	1	9548,00
9880568	SIMDOS®02 membrane dosing pump FEM 1.02 TT.18 RC	1	5796,00

## Pompa próżniowa, membranowa N810.3.FT.18

Nr kat.	Nazwa	Ilość	Cena netto po rabacie
9880612	Pompa próżniowa, membranowa N810.3.FT.18, 10 l/min, 8 mbar abs., głowice teflonowe	1	4570,00



**WITKO Sp. z o.o.**  
 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143  
 tel: 42 676 34 35 / fax: 42 676 34 43  
 info@witko.com.pl / www.witko.com.pl

\*Promocja do dnia 30.06.2017. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych, ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez WITKO. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy kursie średnim NBP 4,27 zł/EUR. W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% zastrzegamy sobie możliwość proporcjonalnej zmiany cen. Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty dostawy do klienta są wliczone w cenę dostarczanego towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty. W przypadku dużego zainteresowania mogą wystąpić chwilowe opóźnienia w dostawie towaru.